

Zubehör für Selbstfüller-Spritzen

Accessoires pour seringues automatiques

Zubehör
Accessoires

Artikel-Nr.
No. d'article

Entnahme-,
Belüftungskappen/
Capuchons d'aération
pour le prélèvement

Ø 20 mm weiß/blanc
für Flaschengröße 50 ml / 100 ml
pour les tailles de flacon 50 ml / 100 ml

Ø 30 mm blau/bleu
für Flaschengröße 250 ml / 500 ml
pour les tailles de flacon 250 ml / 500 ml

Ø 33 mm grün/vert
für Flaschengröße 500 ml und größer
pour les tailles de flacon 500 ml et plus

Set bestehend aus Ø 20 mm, 30 mm, 33 mm	3600203033
Assortiment composé de: Ø 20 mm, 30 mm, 33 mm	

- Universell für alle Flaschen einsetzbar ■ Utilisable de manière universelle pour tous les flacons



Adapter Luer Lock auf Gewinde
Adaptateur Luer Lock sur Filetage

8300064496

Umwandlung eines standardmäßigen Luer Lock-Ansatz in einen Gewinde-Ansatz für Kanülen oder Verlängerungen mit Gewindeaufnahme.
Conversion d'un embout Luer Lock standard en un embout fileté pour canules ou prolongateurs avec prise fileté.



Standard-Korb für Medikamentenflaschen bis zu 100 ml
Panier standard pour bouteilles de médicament jusqu'à 100 ml

81402799

Sonder-Korb für Medikamentenflaschen bis 250 ml
Panier spécial pour bouteilles de médicament jusqu'à 250 ml

8300013288

Beide Korbgrößen sind auf den bestehenden Flaschenaufsatz der HSW ECO-MATIC®, HSW SAFE-MATIC® und HSW UNI-MATIC® aufschraubbar. Zu beachten ist, dass auch die Flaschengrößen bis 250 ml nur passen, sofern der Durchmesser am Flaschenverschluss maximal 20 mm beträgt.

Les deux tailles de panier peuvent être boulonnées sur l'adaptateur de bouteille existant de HSW ECO-MATIC®, HSW SAFE-MATIC® et HSW UNI-MATIC®. Payez également attention à ce que les tailles de bouteilles jusqu'à 250 ml seulement conviennent si le bouchon de bouteille est de 20 mm maximum.



Ansatzrohr zur Verwendung als „Mini-Drencher“ /
Tuyau d'embase pour une utilisation comme „mini-administreur“

Luer Lock	11,4 cm	3600095605
Luer Lock	5,5 cm	8300015882

Das Ansatzrohr ist auf jede Spritze mit Luer Lock-Ansatz aufschraubbar, unabhängig vom Spritzenmodell. Dadurch kann jede Injektionspritze als Drench- oder Eingabespritze verwendet werden.

Le tuyau d'embase peut être boulonné sur chaque seringue avec Luer Lock, indépendamment du modèle de seringue. Ainsi, chaque seringue d'injection peut être appliqué comme seringue d'administrateur et pour l'usage oral.

