

HSW ECO-MATIC® Drencher 12,5 ml / 30 ml / 70 ml

Automatische Selbstfüllerspritze zur oralen Anwendung
Seringue automatique pour une application orale

- Speziell entwickelt für den Einsatz bei Schafen oder Rindern, wahlweise auch einsetzbar als Injektor (s.S. 8)
- Ergonomisches und anwenderfreundliches Design
- Verwendung hochfester und beständiger Materialien für Robustheit und Langlebigkeit
- Sehr hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Erweiterung der renommierten Produktfamilie unserer HSW ECO-MATIC® Spritze
- Dosierrad zur Einstellung der gewünschten Dosis
- Développée spécialement pour des ovins ou bovins, au choix utilisable comme injecteur (voir p. 8)
- Design ergonomique et pratique
- Usage des matériaux résistants et permanents pour robustesse et longévité
- Haute résistance malgré un poids faible
- Extension de la famille de produits renommée des seringues HSW ECO-MATIC®
- Molette de dosage pour régler la dose souhaitée



Lieferumfang

HSW ECO-MATIC® DRENCHER komplett:
1 x Spritze
1 x Schlauch
1 x Ansatzrohr 11 cm

Contenu de la livraison

HSW ECO-MATIC® DRENCHER complet:
1 x seringue
1 x tuyau
1 x tuyau d'embase 11 cm



Ausführung Modèle

Drencher

Vol/ml

12,5 ml (0,5 - 12,5 ml)
30 ml (5 - 30 ml)
70 ml (7,5 - 70 ml)

Artikel-Nr. No. d'article

8300017257
8300026525
8300029836

Verschiedene Vorderteile adaptierbar je nach Applikation.

Différents embouts adaptables selon application.

