

HSW ECO-MATIC® 0,3 ml / 0,5 ml / 1 ml / 2 ml / 5 ml

Automatische Selbstfüllerspritze zur Injektion mit Flaschenaufsatz

Seringue automatique pour injection avec embase pour flacon

- Premium-Kunststoffspritze mit hochfestem Kunststoffzylinder
- Verschleißfreier Metall-Kanülenansatz
- Präzise und stufenlose Dosiereinstellung
- Außergewöhnlich in Preis und Leistung
- Ergonomisches Design, einfachste Handhabung
- Hochfester Kunststoffkorb in 2 Größen, dadurch
 - sichere Aufnahme der Medikamentenflasche
 - Schutz der Flasche gegen Stoß oder Schlag
 - einfacher und schneller Wechsel der Medikamentenflaschen (50 ml bis 250 ml)
- Seringue en plastique de première qualité avec cylindre en plastique à haute résistance
- Embase inusable de la canule en métal
- Réglage du dosage précis et en continu
- Exceptionnel dans son prix et dans sa performance
- Design ergonomique, maniement plus simple
- Panier en deux tailles ce qui permet
 - une réception sûre du flacon de médicament
 - une protection du flacon contre les chocs et les coups
 - un échange simple et rapide des flacons de médicament (50 ml à 250 ml)



Lieferumfang

HSW ECO-MATIC® komplett:
1 x Spritze mit Flaschenaufsatz

Contenu de la livraison

HSW ECO-MATIC® complet:
1 x seringue avec embase pour flacon



Ausführung

Modèle

Luer Lock

Vol / ml

0,3 ml (0,1 ml - 0,3 ml)
0,5 ml (0,1 ml - 0,5 ml)
1 ml (0,1 ml - 1,0 ml)
2 ml (0,2 ml - 2,0 ml)
5 ml (0,5 ml - 5,0 ml)

Artikel-Nr.

No. d'article

8300002189
8300034316
8300007181
3602130110
3605130110

Gewinde

filet

0,3 ml (0,1 ml - 0,3 ml)
1 ml (0,1 ml - 1,0 ml)
2 ml (0,2 ml - 2,0 ml)
5 ml (0,5 ml - 5,0 ml)

8300003448

8300007215

3602050110

3605050110

