

# HSW ECO-MATIC® TWIN

0,5 ml / 1 ml / 2 ml

Automatische Selbstfüllerspritze mit zwei separaten Zylindern  
Seringue automatique avec deux cylindres séparés

- Premium-Kunststoffspritze mit hochfesten Kunststoffzylindern
  - Ergonomisches Design und einfachste Handhabung bei geringem Gewicht
  - Simultane Verabreichung von zwei Medikamenten / Impfstoffen ohne Vermischung möglich
  - Flaschenaufsatz und / oder Schlauchansatz möglich
  - Kanülenabstand einstellbar
  - Zylinderposition einstellbar
  - Fix dosiert, in verschiedenen Kombinationen erhältlich
- Seringue en plastique en première qualité avec des cylindres en plastique à haute résistance
  - Design ergonomique et une manipulation facile malgré un poids faible
  - L'administration simultanée de deux médicaments / vaccins sans mélange
  - Porte flacon et / ou adaptateur de tuyau possible
  - Ecrou de réglage pour la distance entre les aiguilles
  - Ecrou pour tourner le cylindre en plastique
  - Dose fixe, disponible en différentes combinaisons




## Lieferumfang

HSW ECO-MATIC® TWIN komplett:  
1 x Spritze  
2 x Universal Flaschenadapter Ø 20 mm  
2 x Universal Flaschenadapter Ø 30 mm  
2 x Schlauchadapter (Ø 4-6 mm)  
2 x PVC Schläuche (Ø 4 mm)

## Contenu de la livraison

HSW ECO-MATIC® TWIN complet:  
1 x seringue  
2 x adaptateurs universels Ø 20 mm  
2 x adaptateurs universels Ø 30 mm  
2 x adaptateurs de tuyau (Ø 4-6 mm)  
2 x tuyaux PVC (Ø 4 mm)



## Ausführung

Modèle

Luer Lock

Vol/ml

0,5 ml + 0,5 ml  
0,5 ml + 2 ml  
1 ml + 1 ml  
2 ml + 2 ml  
1 ml + 2 ml

Artikel-Nr.

No. d'article

8300037936  
8300031731  
8300037673  
8300037669  
8300037671



Der Nadelabstand kann an Alter / Größe / Spezies der Tiere angepasst werden.  
Es können sieben unterschiedliche Nadelabstände eingestellt werden:  
20 mm - 21,1 mm - 24 mm - 28 mm - 32 mm - 34,9 mm - 36 mm

La distance entre les aiguilles doit être adaptée à l'âge, à la taille et à l'espèce de l'animal. On peut ajuster sept distances entre les aiguilles différentes:  
20 mm - 21,1 mm - 24 mm - 28 mm - 32 mm - 34,9 mm - 36 mm

