

# HSW MICRO-MATIC®

**0,05 ml / 0,1 ml**

Automatische Selbstfüllerspritze für Mikro-Injektionen  
Seringue automatique pour micro-injections

- Exakte Dosierung kleinster Injektionseinheiten möglich (0,05 ml und 0,1 ml)
- Entwickelt zur Applikation von bis zu zwei verschiedenen Medikamenten / Impfstoffen mit nur einer Kanüle
- Das ergonomische, anwenderfreundliche Design ermöglicht eine einfache Handhabung mit minimaler Handermüdung, auch bei kleinen Dosiermengen
- Hochfeste Materialien
- Hohe Beständigkeit und lange Lebensdauer, auch bei Einsatz bzw. Kontakt mit Salzwasser
- Dosage exact des quantités d'injection les plus petites est possible (0,05 ml et 0,1 ml)
- Développé pour l'application de jusqu'à deux médicaments / vaccins différents avec une seule aiguille
- Le design ergonomique et pratique fait possible une manutention avec une fatigue de la main minimale, également en ce qui concerne des quantités de dosage petites
- Matériaux hautement résistants
- Haute résistance et longue durabilité, également en ce qui concerne l'application respectivement le contact avec de l'eau salée



## Lieferumfang (Double)

- 1 x Spritze
- 2 x Silikonschlauch 1,5 m
- 1 x Ersatzteil-Set
- 1 x Needle Guard

Ausführung  
Modèle

Luer Lock

## Contenu de la livraison (double)

- 1 x seringue
- 2 x tuyau de silicone 1,5 m
- 1 x kit de pièces de rechange
- 1 x garde d'aiguille

Artikel-Nr.  
No. d'article

8300026445



## Lieferumfang (Single)

- 1 x Spritze
- 1 x Silikonschlauch 1,5 m
- 1 x Ersatzteil-Set
- 1 x Needle Guard

Ausführung  
Modèle

Luer Lock

## Contenu de la livraison (single)

- 1 x seringue
- 1 x tuyau de silicone 1,5 m
- 1 x kit de pièces de rechange
- 1 x garde d'aiguille

Artikel-Nr.  
No. d'article

8300024378



## Ab sofort neu erhältlich: extra kurze Kanülengrößen

- HSW-ECO®
- HSW-ECO®
- HSW-ECO®
- HSW-ECO®
- HSW-ECO®

## Disponibles dès maintenant: tailles d'aiguille extra courtes

- 0,70 x 3 mm = 22G x 1/8"
- 0,70 x 4 mm = 22G x 1/8"
- 0,60 x 3 mm = 23G x 1/8"
- 0,60 x 4 mm = 23G x 1/8"
- 0,60 x 5 mm = 23G x 1/5"

Kanülen auf Seite 35

Aiguilles voir page 35

