

HSW FERRO-MATIC®

3 ml / 5 ml

Automatic self-filling syringe for injections
 Jeringa automática para inyección

- Metal/glass version
- Durable piston rod
- Easy to assemble/dismantle for servicing
- Accurate, continuously adjustable dose setting
- Universal bottle collar Ø 20 mm and Ø 30 mm
- Bottle adaptor interchangeable with HSW Uni-Matic®
- High quality for long service life

- Acabado de metal-vidrio
- Vástago del émbolo de alta resistencia
- Fácil montaje para mantenimiento
- Ajuste de dosificación preciso y continuo
- Adaptador universal de Ø 20 mm y Ø 30 mm
- Adaptador de botellas intercambiable con HSW Uni-Matic®
- Excelente calidad que permite un uso prolongado



Included in delivery

HSW FERRO-MATIC® complete:

- 1 x Syringe
- 1 x Universal bottle collar Ø 20 mm
- 1 x Universal bottle collar Ø 30 mm

Alcance del suministro

HSW FERRO-MATIC® complet:

- 1 x Jeringa
- 1 x Adaptador universal Ø 20 mm
- 1 x Adaptador universal Ø 30 mm



Version
Modelo

Vol/ml

Item no.

No. de artículo

Luer Lock

3 ml
5 ml

3003030470
3005030470

Accessories
Accesorios

Item no.

No. de artículo

Metal bottle adapter for glass bottles/
Adaptador de botellas en metal para botellas de vidrio

3000000471

