

HSW MICRO-MATIC®

0,05 ml / 0,1 ml

Automatic self-filling syringe for micro-injections
Jeringa automática para microinyecciones

- Exact dosage of smallest injection quantities (0.05 ml and 0.1 ml)
- Designed for single or dual injection via one needle
- Optimized for high hand comfort administering low dose injections
- High-strength materials
- Long service life and salt water resistant

- Dosificación exacta de cantidades de inyecciones muy pequeñas (0,05 ml y 0,1 ml)
- Diseñado para inyección simple o doble a través de una aguja
- Optimizado para el confort de manos en administrando inyecciones de dosis bajas
- Materiales altamente resistentes
- Alta durabilidad, también en cuanto al contacto con agua salada



Included in delivery (Double)

- 1 x Syringe
- 2 x Silicone tubing 1,5 m
- 1 x Spare parts set
- 1 x Needle Guard

Version

Modelo

Luer Lock

Alcance del suministro (Double)

- 1 x Jeringa
- 2 x Tubo de silicona 1,5 m
- 1 x Kit de repuesto
- 1 x Needle guard

Item no.

No. de artículo

8300026445



Included in delivery (Single)

- 1 x Syringe
- 1 x Silicone tubing 1,5 m
- 1 x Spare parts set
- 1 x Needle Guard

Version

Modelo

Luer Lock

Alcance del suministro (Single)

- 1 x Jeringa
- 1 x Tubo de silicona 1,5 m
- 1 x Kit de repuesto
- 1 x Needle guard

Item no.

No. de artículo

8300024378



New extra short needle sizes:

- HSW-ECO®
- HSW-ECO®
- HSW-ECO®
- HSW-ECO®
- HSW-ECO®

Nuevos tamaños de agujas especialmente cortas:

- 0,70 x 3 mm = 22G x 1/8"
- 0,70 x 4 mm = 22G x 1/8"
- 0,60 x 3 mm = 23G x 1/8"
- 0,60 x 4 mm = 23G x 1/8"
- 0,60 x 5 mm = 23G x 1/5"

Cannulas on page 35 / Agujas en la página 35

