

HSW ROUX-REVOLVER®

10 ml / 30 ml / 50 ml

Repeater syringe for multiple dosing of live stock
 Jeringa dosificadora para vacunación en serie

- Metal/glass version
 - Tensible piston
 - Whole syringe can be dismantled
 - Easy dosing adjustment by dosing wheel
 - High quality for long service life
 - A design which has been proven for decades
-
- Acabado de metal-vidrio
 - Émbolo extensible
 - Jeringa totalmente desmontable
 - Ajuste fácil de dosificación por dosificador
 - Excelente calidad que permite un uso prolongado
 - Diseño clásico de décadas

Included in delivery

HSW ROUX-REVOLVER® complete:
 1 x Metal pistol

Alcance del suministro

HSW ROUX-REVOLVER® completo:
 1 x Pistola metálica



Dosage 1 ml – 5 ml (in 1 ml steps) / Dosificación de 1 – 5 ml (en 1 ml pasos)


Version Modelo	Vol/ml	Item no. No. de artículo
Luer Lock	30 ml	3030030072
	50 ml	3050030072

Dosage 0,5 ml – 2,5 ml (in 0,5 ml steps) / Dosificación de 0,5 – 2,5 ml (en 0,5 ml pasos)

Luer Lock	30 ml	3030030080
-----------	-------	------------

Dosage 0,25 ml, 0,5 ml, 1 ml / Dosificación de 0,25 ml, 0,5 ml, 1 ml

Luer Lock	10 ml	3010030072
-----------	-------	------------



Fixed extension for 30 ml version/ Prolongación rígida para la versión de 30 ml	57 cm	3099000238
Fixed extension for 50 ml version/ Prolongación rígida para la versión de 50 ml	63 cm	3099000239
Flexible extension for all versions Prolongación flexible para todas las versiones		
Luer Lock – Luer Lock	29 cm	3099000030

