




HENKE  
SASS  
WOLF

Ersatzteilpreisliste / Spare part price list  
HSW ECO-MATIC® 70 ml 02/2015

Gültig ab / Valid  
01.11.2014



Nr.	Bezeichnung	Description	Appellation	Item No.	
1	Zylinder 70 ml	Barrel 70 ml	Cylindre 70 ml	8300017239	
-	Zylinder 70 ml Bernstein	Amber Barrel 70 ml	Cylindre 70 ml ambre	8300029881	
2	Überwurfmutter	Fixing screw	Écrou de fixation	8300029013	
3	PVC Schlauch 10 x 14 , Länge 1,5m	PVC tube 10 x 14 Length 59 Inches	PVC tuyau 10 x 14, Longuer 1,5m	8300018737	
-	PVC Schlauch 10 x 14 Bernstein, Länge 1,5m	Amber PVC Tube 10x14, L. 59 Inches	Ambre PVC tuyau 10x14, Longuer 1,5m	8300028850	
4	Knickschutzfeder für Schlauch 10x14	Hose spring for tube 10x14	Ressort de protection anti-plis pour tuyau 10x14	8300019472	
5	Pour On Ansatzrohr	Pour-on Nozzle shower (Plastic)	tuyau d'embase pour-on douche (plastique)	8300029850	
5a	Drench-Ansatzrohr J-Hook Metall	Drench nozzle J-Hook (Metal)	tuyau d'embase d'adiministration J-Hook (métal)	8300029849	
5b	Drench-Ansatzrohr 15cm Metall	Drench nozzle 5.9 Inches (Metal)	Embout courbé 15 cm (métal)	8300029848	
5c	Ansatz Luer-Lock (Metall)	Nozzle Luer-Lock (metal)	Embout Luer-Lock (métal)	8300031380	
5d	Ansatzrohr gebogen (Metall) mit Griff*	Floating hook (Metal) with handle*	Embout courbé (métal) avec poignée*	coming soon	
6	Ersatzteilset (1 x Auslassventil + Feder + Sicherungsmutter; 1 x Kolben O-Ring + Filzring)	Maintenance set 70 ml (1 x Outlet valve + Spring; 1 x Piston O-Ring + Feltring)	Jeu pièces de rechange 70 ml (1xsoupape d'échappement+ressort, 1x joint torique de piston+anneau de feutre)	8300029756	
7	Schenkelfeder	Spring	Ressort	8300029099	
8	Rückenkanister 2,5 Liter	Plastic bag pack 2,5 ltr.	Bidon arrière plastique 2,5 ltr.	8300001333	
-	Rückenkanister 5,0 Liter	Plastic bag pack 5,0 ltr.	Bidon arrière plastique 5,0 ltr.	8300001334	
9	Kappe mit Stutzen	Closing cap with spout	bouchon avec spout	8300006846	
-	Kappe ohne Stutzen	Closing cap without spout	bouchon sans spout	8300006845	
10	Schlauchadapter 10 auf 6 mm	Tube connector 10 to 6 mm	Adaptateur de tuyau 10 à 6 mm	8300020832	
*	Überwurfmutter muss ausgetauscht werden	Fixing screw has to be changed	Ecrou de fixation doit être changé		