

HSW DRENCH-MATIC®

10 ml / 23 ml / 30 ml

Automatische Selbstfüllerspritze für Pour on Anwendungen
Seringue automatique pour une application topique

- Automatische Selbstfüllerspritze z.B. zur oralen Anwendung bei Schafen und Rindern sowie zum Drenchen des Tierbestandes
- Auch als Injektionsspritze einsetzbar
- Griffe aus hochfestem Aluminium-Druckguss
- sehr hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- Einfache Handhabung und leichte Reinigung
- Hochfester Plastikzylinder
- Dosiermenge stufenlos einstellbar
- Dosiergenauigkeit: Abweichung < 1 %
- Befüllvorgang individuell mittels Federdruck einstellbar
- Innovatives ergonomisches Design
- Selbstschmierung durch Doppel-O-Ring
- Seringue automatique par ex. pour une application orale pour les moutons et les bœufs, et pour administrer des médicaments aux animaux
- Utilisable également comme seringue d'injection
- Poignées en aluminium coulé sous pression hautement résistant
- très haute résistance malgré un poids faible
- Maniement simple et nettoyage facile
- Cylindre en plastique hautement résistant
- Quantité de dosage réglable en continu
- Précision de dosage: divergence < 1%
- Procédé de remplissage réglable individuellement au moyen d'une pression de ressort
- Design innovant et ergonomique
- Autolubrification par double joint torique



Lieferumfang

HSW DRENCH-MATIC® komplett:
1 x Spritze
1 x Schlauch
1 x Ansatzrohr 11 cm

Contenu de la livraison

HSW DRENCH-MATIC® complet:
1 x seringue
1 x tuyau
1 x tuyau d'embase 11 cm

Ausführung Modèle

Vol/ml

Artikel-Nr.
No. d'article

10 ml
23 ml
30 ml

3610000550
3623000550
3030000550*

* Produkt entspricht gesonderter Abbildung (älteres Modell)
* Le produit correspond à une illustration séparée (modèle plus ancien)