

# ► HENKE-DENT 100

1,8ml/2,2ml

## Zylinder-Ampullen-Spritze ohne Aspiration Dental cartridge syringe without aspiration

- benutzbar mit allen marktüblichen Zylinderampullen (Loch- und Vollstopfen)
- Knickmechanismus zum mühelosen Einlegen der Zylinderampullen
- Vorderteil abnehmbar und austauschbar (Wechselmöglichkeit metrisches-/US-Gewinde)
- sichere Handhabung und leichte Reinigung
- autoklavierbar bei 134°C oder 273°F
- suitable for all commercially available dental cartridges (with hole plug and solid plug)
- bending mechanism for effortless insertion of the dental cartridges (breach loading)
- front part is screwed on and can be removed (metric and imperial (US) thread front part can be interchanged)
- secure handling and easy cleaning
- autoclavable at 134°C or 273°F



### ► *Lieferumfang*

1x Spritze

### ► *Included in delivery*

1x syringe

### ► *Ausführung/Version*

HENKE-DENT 100  
mit metrischem Gewinde/  
HENKE-DENT 100  
with metric thread

*Vol./ml*

1,8 ml  
2,2 ml

*Artikel-Nr./Item no.*

2924018100  
2924022100

HENKE-DENT 100  
mit US-Gewinde/  
HENKE-DENT 100  
with imperial (US) thread

1,8 ml  
2,2 ml

2924118100  
2924122100

