

# ► HENKE-DENT 100 A/100 B

1,8ml/2,2ml

## Zylinder-Ampullen-Spritze mit Aspiration Dental cartridge syringe with aspiration



- verfügbar in 2 zuverlässigen Aspirationsvarianten:  
Pfeil (100 A) oder Kralle (100 B)
- benutzbar mit allen marktüblichen  
Zylinderampullen mit Vollstopfen
- Knickmechanismus zum mühelosen Einlegen  
der Zylinderampullen
- Vorderteil abnehmbar und austauschbar  
(Wechselmöglichkeit metrisches-/US-Gewinde)
- sichere Handhabung und leichte Reinigung
- autoklavierbar bei 134 °C oder 273 °F
- available in two reliable aspiration options:  
arrow tip (100 A) or corkscrew tip (100 B)
- suitable for all commercially available dental  
cartridges with solid plug
- bending mechanism for effortless insertion of the  
dental cartridges (breach loading)
- front part is screwed on and can be removed  
(metric and imperial (US) thread front part can be  
interchanged)
- secure handling and easy cleaning
- autoclavable at 134 °C or 273 °F



### ► **Lieferumfang**

1x Spritze

### ► **Included in delivery**

1x syringe

### ► **Ausführung/Version**

**Vol./ml**

**Artikel-Nr./Item no.**

HENKE-DENT 100 A mit metrischem Gewinde/	1,8 ml	2924018101
HENKE-DENT 100 A with metric thread	2,2 ml	2924022101
HENKE-DENT 100 B mit metrischem Gewinde/	1,8 ml	2924018103
HENKE-DENT 100 B with metric thread		
HENKE-DENT 100 A mit US-Gewinde/	1,8 ml	2924118101
HENKE-DENT 100 A with imperial (US) thread	2,2 ml	2924122101
HENKE-DENT 100 B mit US-Gewinde/	1,8 ml	2924118103
HENKE-DENT 100 B with imperial (US) thread		

