

► HENKE-DENT 200 SL

1,8ml/2,2ml

Zylinder-Ampullen-Spritze mit Aspiration Dental cartridge syringe with aspiration



- hochwertige Ampullenspritze mit zuverlässiger Aspiration: Pfeil oder Kralle
- seitliche Beladung
- benutzbar mit allen marktüblichen Zylinderampullen mit Vollstopfen
- sichere Handhabung und ergonomische Formgebung
- Handstück und Ziehring frei drehbar für höchsten Anwenderkomfort
- Vorderteil verklebt und nicht abnehmbar
- sichere Handhabung und leichte Reinigung
- autoklavierbar bei 134 °C oder 273 °F
- high-quality ampoule syringe with reliable aspiration options: arrow tip or corkscrew tip
- side loading
- suitable for all commercially available dental cartridges with solid plug
- can be completely dismantled and is easy to clean
- hand piece and thumb ring are completely rotatable for highest user comfort and flexibility
- front part permanently attached
- secure handling and easy cleaning
- autoclavable at 134 °C or 273 °F



► Lieferumfang

1x Spritze

► Included in delivery

1x syringe

► Ausführung/Version	Vol./ml	Artikel-Nr./Item no.
Metrisches Gewinde mit Kralle/ metric thread, with corkscrew tip	1,8 ml	2918000160
	2,2 ml	2922000160
Metrisches Gewinde mit Pfeil/ metric thread, with arrow tip	1,8 ml	8300013703
	2,2 ml	8300013705
US-Gewinde mit Kralle/ imperial (US) thread, with cork- screw tip	1,8 ml	2918000161
	2,2 ml	2922000161
US-Gewinde mit Pfeil/ imperial (US) thread, with arrow tip	1,8 ml	8300013704
	2,2 ml	8300013706

