

# ► HENKE-DENT 2000 SA

1,8ml/2,2ml

## Selbstaspirierende Zylinder-Ampullen-Spritze Self-aspirating dental cartridge syringe

- automatisch selbstaspirierend durch Nachlassen des Druckes auf den Ziehring
- ergonomisches, zeitgerechtes Design
- seitliche Beladung
- benutzbar mit allen marktüblichen Zylinderampullen, je nach Ausführung (Variante A für Lochstopfen, Variante B für Vollstopfen)
- Handstück und Ziehring frei drehbar für höchsten Anwenderkomfort
- Vorderteil verklebt und nicht abnehmbar
- autoklavierbar bei 134°C oder 273°F
- automatically self-aspirating as the result of releasing pressure on the thumb ring
- ergonomic, contemporary design
- side loading
- can be used with all commercially available cylinder ampoules, depending on design (version A for ampoules with hole plug, version B for ampoules with solid plug)
- hand piece and thumb ring are completely rotatable for highest user comfort and flexibility
- front part permanently attached
- autoclavable at 134°C or 273°F

### ► **Lieferumfang**

1x Spritze

### ► **Included in delivery**

1x syringe

► <b>Ausführung/Version</b>	<b>Vol./ml</b>	<b>Artikel-Nr./Item no.</b>
Mit metrischem Gewinde, Var. A/ with metric thread, version A	1,8 ml	2918000270
Mit metrischem Gewinde, Var. B/ with metric thread, version B	1,8 ml	2918000272
Mit US-Gewinde, Var. A/ with imperial (US) thread, version A	2,2 ml	2922000271
Mit US-Gewinde, Var. B/ with imperial (US) thread, version B	1,8 ml	2918000273



Variante B



Variante A

