

► HENKE-PRESS

4 ml

Applikationsspritze für Abformmaterialien Application syringe for elastic impression materials



- diese bewährte Konstruktion ermöglicht ein einfaches, schnelles und sauberes Aufnehmen der Abformmasse bei geringem Materialverlust
- durch die speziell graduierte Kolbenstange ist der Füllstand jederzeit ersichtlich
- jede Markierung auf der Kolbenstange entspricht 1 ml
- beim Zurückziehen der Kolbenstange wird das ausgehärtete Abformmaterial vollständig entfernt
- sicheres und gefühlsvolles Halten durch ergonomische Fingerstütze
- vollständig zerlegbar und problemlos zu reinigen
- autoklavierbar bei 134 °C oder 273 °F
- this proven construction facilitates a simple, prompt and clean usage of the elastic impression mass with low loss of material
- the specially graduated piston rod ensures that the filling level is visible at all times
- each marking on the piston rod equals to 1 cc
- when the piston rod pulls back, the hardened elastic impression material is completely removed
- secure and sensitive grip due to the ergonomic finger support
- can be completely dismantled and is easy to clean
- autoclavable at 134 °C or 273 °F



► **Lieferumfang**

1x Spritze
5x Kunststoff-Spritzdüse
1x Reinigungsbürste

► **Included in delivery**

1x syringe
5x plastic nozzle
1x cleaning brush

► **Ausführung/Version**

HENKE-PRESS

Artikel-Nr./Item no.

2930200300

► **Ersatzteile/Spare parts**

Schraubkappe/screw cap

2900000238

Kunststoff-Spritzdüsen-Set (5 Stück), klar/
plastic nozzle set (5 pcs.) clear

2900000234

Dichtung (Kolben)/washer (piston)

2900000236

Reinigungsbürste/cleaning brush

8000000213

