

# ► HSW HENKE-JECT®

1,8ml/2,2ml

## Spritze für die intraligamentale Anästhesie Syringe for intraligamental anesthetics



- speziell entwickelte Spritze für die intraligamentale Anästhesie
- exzellente ergonomische Formgebung
- Griff aus hochfestem Zinkdruckguss/Edelstahl
- einfache und sicherste Handhabung
- ein Gang des Auslösehebels entspricht 0,2 ml
- mit Berstschutz
- autoklavierbar bei 134 °C oder 273 °F
- wahlweise mit Druckbegrenzung auf 90 N oder 120 N als zusätzlichem Sicherheitsfaktor
- specially developed syringe for intraligamental anesthetics
- excellent ergonomic design
- handle made of high-strength die-cast zinc/ stainless steel
- simple and very reliable handling
- one movement of the trigger lever corresponds to 0.2 ml
- with protective sleeve
- autoclavable at 134 °C or 273 °F
- optionally with patented pressure limitation (90 N or 120 N) for enhanced safety



### ► Lieferumfang

1x Spritze  
1x Berstschutz

### ► Included in delivery

1x syringe  
1x protective sleeve

► Ausführung/Version	Vol./ml	Artikel-Nr./Item no.
Metrisches Gewinde/ metric thread	1,8 ml	2118000073
120 N metrisches Gewinde/ 120 N metric thread	1,8 ml	2118000066
US-Gewinde/imperial (US) thread	1,8 ml	2118000077
90 N US Gewinde/ 90 N imperial (US) thread	1,8 ml	2118000064
120 N US Gewinde/ 120 N imperial (US) thread	1,8 ml	2118000068
US-Gewinde/imperial (US) thread	2,2 ml	2122000077

### ► Zubehör/Accessories

### Artikel-Nr./Item no.

Ampullenhalter einzeln mit metrischem Gewinde, bulkverpackt/ individual cartridge holder with metric thread, bulk packaged	2192000186
Ampullenhalter-Set mit metrischem Gewinde (1x Ampullenhalter u. 2x Berstschutz)/ cartridge holder set with metric thread, (1x cartridge holder plus 2x protective sleeves)	2192180060
Adapter, 2,2 ml/adaptor 2.2 ml	2192000098
Berstschutz (6er-Pack)/protective sleeves (pack of 6)	2100000020
Ersatzteilset/spare part set	8300009505

