

▶ HSW LIGMAJECT®

1,8 ml/2,2 ml

Spritze für die intraligamentale Anästhesie Syringe for intraligamental anesthetics

- ▶ ergonomische Formgebung und absolute Handlichkeit
- ▶ Griff aus hochfestem Zinkdruckguss (LIGMAJECT® I) bzw. Kunststoff (LIGMAJECT® II)
- ▶ einfache und sicherste Handhabung
- ▶ ein Gang des Auslösehebels entspricht 0,2 ml
- ▶ mit Berstschutz
- ▶ autoklavierbar bei 134°C oder 273°F
- ▶ ergonomic design
- ▶ handle made of high-strength die-cast zinc (LIGMAJECT® I) and/or plastic (LIGMAJECT® II)
- ▶ simple and very reliable handling
- ▶ one movement of the trigger lever corresponds to 0.2 ml
- ▶ with protective sleeve
- ▶ autoclavable at 134°C or 273°F



▶ Lieferumfang

1x Spritze
1x Berstschutz

▶ Included in delivery

1x syringe
1x protective sleeve

▶ Ausführung/Version

Vol./ml

Artikel-Nr./Item no.

HSW LIGMAJECT® I mit metrischem Gewinde/ HSW LIGMAJECT® I with metric thread	1,8 ml	2101000000
HSW LIGMAJECT® II mit metrischem Gewinde/ HSW LIGMAJECT® II with metric thread	1,8 ml	2102000000
HSW LIGMAJECT® I mit US-Gewinde/ HSW LIGMAJECT® I with imperial (US) thread	1,8 ml	2101000100
HSW LIGMAJECT® II mit US-Gewinde/ HSW LIGMAJECT® II with imperial (US) thread	1,8 ml	2102000100

▶ Zubehör/Accessories

Artikel-Nr./Item no.

Adapter, 2,2 ml, für HSW LIGMAJECT® I + II/ adaptor 2.2 ml for HSW LIGMAJECT® I + II	2190000114
Ampullenhalter-Set mit metrischem Gewinde (1x Ampullenhalter u. 2x Berstschutz)/ cartridge holder set with metric thread, (1x cartridge holder, 2x protective sleeves)	2100000010
Berstschutz (6er-Pack)/protective sleeves (pack of 6)	2100000020
Ersatzteilset/spare part set	2100000030

