

# ▶ HSW SOFT-JECT®

1,8 ml

**Feinstmengen-Dosieradspritze für die intraligamentale Anästhesie**  
**Micro-dosage wheel syringe for intraligamental anesthetics**



- ▶ Präzisionspritze aus Edelstahl
- ▶ stufenlose Druckübertragung durch patentiertes Dosierrad
- ▶ Beschädigung des Gewebes durch erhöhten Druck während der Injektion wird aufgrund der Dosieradtechnik vermieden
- ▶ exzellente ergonomische Formgebung
- ▶ Kleinmengen von 0,01 bis 0,10 ml können präzise und punktgenau appliziert werden
- ▶ mit Berstschutz
- ▶ autoklavierbar bei 134°C oder 273 °F
- ▶ precision syringe made of stainless steel
- ▶ stepless pressure transmission through patented dosage wheel
- ▶ avoids damage to tissue due to increased pressure during injection thanks to the dosage wheel technology
- ▶ excellent ergonomic design
- ▶ micro amounts of 0.01–0.10 ml can be applied precisely in the right place
- ▶ with protective sleeve
- ▶ autoclavable at 134°C or 273 °F



## ▶ **Lieferumfang**

- 1x Spritze
- 1x Berstschutz

## ▶ **Included in delivery**

- 1x syringe
- 1x protective sleeve

## ▶ **Ausführung/Version**

**Vol./ml**

**Artikel-Nr./Item no.**

|   |        |            |
|---|--------|------------|
| Metrisches Gewinde/<br>metric thread  | 1,8 ml | 2103000000 |
| Metrisches Gewinde<br>mit 30° abgewinkeltem<br>Vorderteil/<br>metric thread<br>with 30° angle-forming<br>distal end | 1,8 ml | 8300003121 |
| US-Gewinde/imperial (US) thread   | 1,8 ml | 2103000100 |
| US-Gewinde mit 30°<br>abgewinkeltem Vorderteil/<br>imperial (US) thread with 30°<br>angle-forming distal end        | 1,8 ml | 8300005197 |

## ▶ **Zubehör/Accessories**

**Artikel-Nr./Item no.**

|  |            |
|--|------------|
| Ampullenhalter-Set mit metrischem Gewinde, gerade/<br>cartridge holder set with metric thread, straight                                | 2103000040 |
| Ampullenhalter-Set mit metrischem Gewinde,<br>abgewinkelt/cartridge holder set with metric thread,<br>30° angle-forming distal end     | 8300003081 |
| Ampullenhalter-Set mit US-Gewinde, gerade/<br>cartridge holder set with imperial (US) thread, straight                                 | 8300004652 |
| Ampullenhalter-Set mit US-Gewinde, abgewinkelt/<br>cartridge holder set with imperial (US) thread<br>with 30° angle-forming distal end | 8300005198 |
| Berstschutz (6er-Pack)/protective sleeves (pack of 6)  | 2100000020 |

