


# ► HSW WASSERSPRITZE

10 ml

*Spül- und Wasserspritze mit Luer-Lock-Ansatz und Kanüle  
Irrigating syringe/HSW water syringe*

- einfache Handhabung und genaue Dosierung
- sicheres Halten durch vielfach erprobtes und bewährtes Griffteil
- vollständig zerlegbar und einfach zu reinigen
- autoklavierbar bei 134°C oder 273°F
- simple handling and precise dosage
- proven and well-accepted design and handling
- can be completely dismantled and is easy to clean
- autoclavable at 134°C or 273°F



## ► *Lieferumfang*

1x Spritze  
1x Kanüle

## ► *Included in delivery*

1x syringe  
1x cannula

## ► *Ausführung/Version*

HSW WASSERSPRITZE

*Vol./ml*

10 ml

*Artikel-Nr./Item no.*

2928003100

## ► *Ersatzteile/Spare parts*

Kanüle für HSW WASSERSPRITZE/  
cannula for HSW WATER SYRINGE

2928403009

Ventilsystem Luer-Lock (mit Stahlkugel)/  
valve system Luer Lock (with steel ball)

2403800000

O-Ring, 15,0 x 3,0 Viton/  
o-ring 15.0 x 3.0 Viton

3000000153

